

Saljol Wohnraumrollator

Stabiler Helfer
für den Wohnbereich

MD CE



Highlights

Sicher in der Wohnung bewegen

unsichtbare Bremskabel ermöglichen Fahren ohne Hängenbleiben an Möbeln oder Türgriffen

Stabiler Handlauf

sicher aufstützen, ohne dass der Rollator kippt

360° drehbare Räder

auf der Stelle drehen, auch in engsten Räumen, wie der Gästetoilette



Innovatives Bremssystem

Rollator bietet zwei Bremsmöglichkeiten: ein- oder beidhändig an jeder Position des Bremsbügels oder beidhändig mit den Bremsgriffen

Praktischer Sitz aus Holz

im Sitzen durch die Wohnung bewegen und Kräfte sparen


Schmale Konstruktion

leicht zu manövrieren in engen Räumen, passt auch durch schmale Türrahmen

Ersetzt Toilettenhaltegriffe



Passt durch schmale Bereiche



Ermöglicht Trippeln im Sitzen



Technische Daten

Wohnraumrollator	WR52	WR55	WR58	WRXL
Empfohlene Körpergröße	145-165 cm	150-180 cm	170-200 cm	170-210 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	150 kg	200 kg
Griffhöhe	80 cm	86 cm	92 cm	95 cm
Sitzhöhe	52 cm	55 cm	58 cm	58 cm
Breite unten (Rad)	56 cm	56 cm	56 cm	68 cm
Breite oben	51 cm	51 cm	51 cm	65 cm
Abstand zwischen den Griffen	43 cm	43 cm	43 cm	60 cm
Gewicht Velvet Grey/Ivory White ohne Zubehör	10,4 kg	10,8 kg	11,2 kg	13,4 kg
Gewicht Diamond Silver ohne Zubehör	9,3 kg	9,5 kg	9,7 kg	
Kompatibel mit Zubehör	✓	✓	✓	

Rahmenfarben



Ivory White

Velvet Grey

Diamond Silver

Alle Modelle verfügen über einen abnehmbaren Bremsbügel in der jeweiligen Rahmenfarbe.

Der Wohnraumrollator in Diamond Silver wird aus elektropoliertem Edelstahl gefertigt und wird zusätzlich mit einem Soft-Sitz und einem Rückenpolster geliefert.


Zubehör



Tablett



Jost-Taschen



Jost-Taschen wahlweise in Kunstleder beige, transparent oder Filz grau



Tasche



Rückenrolle*



Polstersitz*



Schrank

*Verfügbar in Webstoff mittelgrau oder Kunstleder dunkelbraun