

# Saljol Komfortmatratze

## Entspannt schlafen

mit  
**KUBIVENT**  
inside

CE



### Highlights

**Abnehmbarer Bezug wählbar**  
Frottee- oder Inkontinenzbezug,  
waschbar bei 60° C


**Drei Schaumstoffe für hohen Komfort**  
optimale Stützung der Wirbelsäule, gute Gewichts-  
verteilung und Förderung der Luftzirkulation

**Für Pflegebetten geeignet**  
Matratze kann in alle gängigen,  
in Deutschland zugelassenen  
Pflegebetten eingelegt werden

**Erhältlich in verschiedenen Größen**  
in Standard- und Sondergrößen  
verfügbar



Anschmiegsam und weich



Drei Schaumstoffschichten  
für extra hohen Komfort

Hautsympathischer Bezug



# Größen

Die Saljol Komfortmatratze ist in nahezu jeder Größe erhältlich:

Standardmaße:		Sondermaße:		
	90 x 200 cm (Single Size)		90 x 190 cm	90 x 220 cm
	140 x 200 cm (Double Size)		100 x 200 cm	120 x 200 cm
	160 x 200 cm (Queen Size)		120 x 220 cm	uvm.

Matratzenstärke 15 cm. Zusätzliche Größen auf Anfrage. Lieferbar innerhalb von 10 Werktagen.

## Aufbau und Indikation



- 1 2 cm Weichschaum-Oberschicht**  
(Raumgewicht 35 kg/m<sup>3</sup>, Stauchhärte 1,8 kPa)
- 2 4 cm Kaltschaum-Noppenauflage**  
(Raumgewicht 45 kg/m<sup>3</sup>, Stauchhärte 3,5 kPa)
- 3 9 cm Kaltschaum-Unterschicht**  
(Raumgewicht 40 kg/m<sup>3</sup>, Stauchhärte 3,0 kPa)

### Empfohlen für/bei

- Normalschläfer, ohne besondere Schlafprobleme
- Rückenschmerzen
- Nackenschmerzen
- Kopfschmerzen durch Verspannungen

## Ausführungen

**Inkontinenzbezug**  
lässt keine Nässe durch

**Frotteebezug**  
besonders weich  
und hautsympatisch



Made  
in  
Germany

Produkte können von Abbildungen abweichen

01/2024